



Powered by
ORSAtec

IPI Pathotape®

Rapid – save – efficient

The cellulose-based coverslipping film is characterized by its unique flexibility. Therefore the specimen is covered airtightly and it is reliably protected from dust, humidity or accidental contact.

A long-term storage of the preparation without loss of quality is guaranteed.

The special "VarioTexture" surface structure allows an improved adhesion over a long period of time without any effects on the high transparency of the film after the coverslipping procedure. Even after long storage of the preparation, no clouding or disruptive structural changes occur and the tissue sample presents itself in excellent transparency and optical performance for microscopic analysis.

Since the use of cover glasses or additional mounting mediums is unnecessary, the IPI-Pathotape® is the time-saving, cost-effective and save alternative in daily laboratory routine.

Schnell – sicher - effizient

Die auf Cellulose basierende Eindeckfolie IPI-Pathotape® zeichnet sich durch ihre einzigartige Flexibilität aus. Dies verleiht ihr die Fähigkeit, das eingedeckte Präparat luftdicht einzuschließen und zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit oder versehentlichem Kontakt zu schützen.

Eine langfristige Aufbewahrung des Präparats ohne Qualitätsverlust ist gewährleistet.

Die spezielle „VarioTexture“-Oberflächenstruktur der Folie verbessert die Haftung über einen großen Zeitraum, ohne die klare Transparenz der Folie nach dem Eindecken einzuschränken. Auch bei langer Aufbewahrung des Präparats, bilden sich weder Eintrübungen noch störende Risse oder Strukturveränderungen und die Gewebeprobe präsentiert sich in herausragend optischer Schärfe und Klarheit zur mikroskopischen Analyse.

Da sich der Einsatz von Deckgläsern oder zusätzlichen Eindeckmitteln erübrigt, stellt IPI Pathotape® im täglichen Laborbetrieb die zeitsparende, kostengünstige und sichere Alternative zur herkömmlichen Eindeckmethode unter Glas dar.



is now a division of
ORSA-tec®



IPI Pathotape®

Advantages

- Free of aromatic solvent
- Soluble
- No scratches and white spots
- No chipping at the edges and extreme low level of slitting dust
- Broad storage temperature range: 5°C - 30°C
- Excellent transparency and optical performance without long term formation of disruptive structures
- Completely manufactured in Germany under clean room conditions.
- Minimum shelf life: 12 months after manufacturing
- 24mm x 70m provides 1400 slides per roll (50mm)

Vorteile

- Keine aromatischen Lösemittel
- Ablösbar
- Keine verkratzten oder fleckigen Deckgläser
- Keine splitternden Kanten und extrem geringer Schneidstaub
- Große Toleranz bezüglich der Aufbewahrungstemperatur: 5 °C bis 30 °C
- Herausragende Transparenz und optische Darstellung über einen langen Zeitraum, ohne Strukturveränderungen.
- Unter Reinraumbedingungen in Deutschland hergestellt
- Mindesthaltbarkeit 12 Monate ab Herstellung
- 24 mm x 70 m für das Eindecken von ca. 1.400 Schnitten pro Rolle

ORSAtec GmbH ist für den Hersteller Hauptvertriebspartner im süddeutschen Raum und in Österreich

For further information please visit us: www.eukitt.net

**Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.eukitt.de**



is now a division of
ORSA⁺tec[®]



Contact / Kontakt

ORSAtec GmbH
Max-Fischer-Straße 11
86399 Bobingen

Tel.: +49 (0) 761 81077
Fax +49 (0) 761 892535
info@eukitt.de